



蛋白质/抗体冻干保护剂

产品编号：2003

本产品用于蛋白质/抗体的冷冻干燥。

规格

本产品包装规格为 10ml、100ml、500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C)， 2-8°C 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

使用方法

蛋白质/抗体的冻干：将蛋白质或抗体溶液与本产品按 1: 1 混合冷冻干燥。

注意事项

- 本产品为无蛋白溶液，根据需要加 BSA，明胶或酪蛋白等，可以与本产品有协同作用。
- 本产品的基质溶液为 0.01M pH7.4 PBS
- 本产品经过过滤除菌，并添加 0.05%ProClin300 作为防腐剂。