



明胶（来源于冷水鱼皮肤）

产品编号：2008

明胶是由不同的高分子量的水溶性蛋白组成，存在于胶原中，通过在水中煮沸皮肤、肌腱、韧带和骨头等而制成。

本产品为来源于冷水鱼皮肤的明胶，进口分装。

规格

本产品包装规格为 1g、10g、100g

运输、储存和有效期

常温运输储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

应用

主要用于 ELISA、WB 和 IHC 的封闭。配制成 0.1~1% 溶液。