



北京梅科万德生物科技有限公司

<http://www.makewonderbio.com>

---

## ALP 稳定剂(ALP STABILIZER)

产品编号: 2011

ALP 稳定剂可以维持溶液中蛋白质的稳定和防止酶活性的丧失, ALP 结合物可以直接稀释在其中, 直接使用。

### 规格

本产品包装规格为 10ml、50ml、100ml、250ml、500ml

### 运输、储存和有效期

常温运输 (勿超过 30°C), 2~8°C 储存, 在有效期内使用。有效期自生产之日起 2 年

### 注意事项

- ALP 稳定剂中含有 0.1% 叠氮钠
- 将 ALP 结合物适当稀释到稳定剂中, 直接使用