



## 小鼠抗羊驼 IgG 单抗, 亲和层析纯化, HRP 标记

### 产品编号:

小鼠抗羊驼 IgG 是用羊驼 IgG 免疫小鼠, 通过杂交瘤技术制备、亲和层析纯化的高纯度抗体, 标记辣根过氧化物酶 (HRP)。稀释液为 0.01M pH7.4 PBS, 含 50%甘油、0.1%ProClin300 和 HRP 稳定剂。

### 克隆号 1-13F7

### 规格

本产品包装规格为 0.1ml/1.0ml, 浓度 1.0mg/ml (以 IgG 浓度计)。

### 运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 注意事项

1. 使用前从-20°C 取出抗体储存管, 旋开抗体储存管之前低速离心数秒中,将盖子上的液体甩下。
2. 吸取所需的量, 然后迅速放回-20°C 储存, 有利于酶标记物的稳定。

### 应用

1. 用于 ELISA、WB 和 IHC 等
2. 建议使用效价, ELISA 和 WB 1:5000~10000, IHC 1:50~500, 根据情况选择合适的稀释度。