



山羊抗鼠 IgG(H+L), 亲和层析纯化, 生物素标记

产品编号: **3002**

山羊抗鼠 IgG(H+L)是用小鼠 IgG 免疫山羊, 经过亲和层析纯化得到的抗体, 溶解于 0.01M pH7.4 PBS 中, 含 2%BSA, 50%甘油。

规格

本产品包装规格为 0.1ml/1.0ml

运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

注意事项

为减少开盖损失, 开盖前请离心数秒钟, 以使盖上的液体沉到管中。

应用

1. 用于 ELISA、WB 和 IHC 等
2. 建议使用效价, ELISA 和 WB 1:1000~10000, IHC 1:50~500, 根据情况选择合适的稀释度。