



山羊抗兔 IgG(H+L), 亲和层析纯化, 未标记

产品编号: 3011

山羊抗兔 IgG(H+L)是用兔 IgG 免疫山羊, 经过亲和层析纯化得到的抗体, 溶解于 0.01M pH7.4 PBS 中, 防腐剂 1:2000 PC300。

规格

本产品包装规格为 1mg

运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。如果不能短时间用完, 请进行分装。避免反复冻融。

注意事项

为减少开盖损失, 开盖前请在离心机离心数秒钟, 以使盖上的液体沉到管底。

应用

1. 用于凝集实验、沉淀实验及 ELISA、WB 和 IHC 等
2. 用于酶和生物素及荧光素标记。