



## 兔抗山羊 IgG(H+L), 亲和层析纯化, HRP 标记

产品编号: 3033

兔抗山羊 IgG(H+L)是用山羊 IgG 免疫家兔, 经过亲和层析纯化得到高纯度抗体, 标记辣根过氧化物酶 (HRP)。稀释液为 0.01M pH7.4 PBS, 含 50%甘油、0.1%ProClin300 和 HRP 稳定剂。

### 规格

本产品包装规格为 0.1ml/1.0ml, 浓度 1.0mg/ml (以 IgG 浓度计)。

### 运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 注意事项

1. 用前从-20°C 取出抗体储存管, 旋开抗体储存管之前低速离心数秒中,将盖子上的液体甩下。
2. 吸取所需的量, 然后迅速放回-20°C 储存, 有利于酶标记物的稳定。

### 应用

1. 用于 ELISA、WB 和 IHC 等
2. 建议使用效价, ELISA 和 WB 1:5000~10000, IHC 1:50~500, 根据情况选择合适的稀释度。