



北京梅科万德生物科技有限公司

<http://www.makewonderbio.com>

鼠抗 M13 抗体，HRP 标记

产品编号：3091P-1

将 M13 噬菌体免疫小鼠制备单克隆抗体，经 Protein A-Sepharose 纯化标记而成。
用于噬菌体展示。

规格

本产品包装规格为 0.1ml

运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C 储存，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期至少 2 年。如果不能短时间用完，请进行分装。避免反复冻融。

注意事项

为减少开盖损失，开盖前请在离心机离心数秒钟，以使盖上的液体沉到管底。