



北京梅科万德生物科技有限公司

<http://www.makewonderbio.com>

SDS-PAGE 电泳液 (5x)

产品编号: 4016

用于 SDS-PAGE 电泳

规格

本产品包装规格为 500ml

运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2-8°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

操作方法

1. 用蒸馏水稀释成工作浓度, 去 100ml 浓缩液, 加 400ml 蒸馏水。