



北京梅科万德生物科技有限公司

<http://www.makewonderbio.com>

---

## WB 转移缓冲液 (10x)

产品编号: 4018

用于转移电泳

### 规格

本产品包装规格为 100ml

### 运输、储存和有效期

常温运输(勿超过 30°C), 2-8°C 储存, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 操作方法

用前用蒸馏水稀释十倍, 取 20mlWB 转移缓冲液, 加 180ml 蒸馏水即可使用