



## D-PBS（不含钙、镁）

**产品编号：8502**

D-PBS (DulbeccosPhosphate-Buffered)，D-PBS 是一种平衡盐溶液，氯化钠、氯化钾和磷酸盐，用于应用于细胞培养实验，用于组织细胞的分离、洗涤计数等。

本产品经过滤除菌处理，为工作液浓度，pH 值为 7.2-7.4

**规格**

500ml/瓶

**运输、储存和有效期**

冷藏运输，2-8°C 储存，避光，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

**相关产品**

产品编号	缓冲液	规格
8501	D-PBS 含 Ca、Mg	500 ml
8503	HBSS 含 Ca、Mg，含酚红	500 ml
8504	HBSS 不含 Ca、Mg，含酚红	500 ml