



## HBSS（含钙、镁）

### 产品编号：8503

HBSS（Hank's Balanced Salt Solution），是一种平衡盐溶液，在细胞培养中有多种应用，用于洗涤细胞、转运细胞和组织、稀释细胞和计数及试剂配制等。含钙镁的 HBSS 用做转运培养基或试剂的配制等。

本产品经过滤除菌处理，为工作液浓度，pH 值为 7.2-7.4

### 规格

500ml/瓶

### 运输、储存和有效期

冷藏运输，2-8°C 储存，避光，在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 相关产品

产品编号	缓冲液	规格
8501	D-PBS 含 Ca、Mg	500 ml
8502	D-PBS 不含 Ca、Mg	500 ml
8504	HBSS 不含 Ca、Mg	500 ml