



200mML-丙谷二肽溶液(100x)

产品编号: 8601

丙谷二肽, 又名 L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、丙氨酰谷氨酰胺, 作为一种哺乳动物细胞培养基可以替代谷氨酰胺。谷氨酰胺在溶液中不稳定, 分解出氨对细胞培养产生有害影响。丙谷二肽热稳定性好, 较谷氨酰胺释放更少的氨。可以进行热灭菌, 这是它作为细胞培养基的一大优势。

规格

100ml/瓶

运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 避光, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

相关产品

产品编号	添加剂	规格
8602	200Mm L 谷氨酰胺(100x)	100 ml
8603	1M HEPES(40x~100x)	100 ml
8604	100mM 丙酮酸钠溶液(100x)	100 ml