



200MmL 谷氨酰胺 (100x)

产品编号: 8602

谷氨酰胺是细胞合成核酸和蛋白质的重要原材料, 在细胞培养中, 谷氨酰胺缺乏会导致细胞生长不良甚至死亡。在配制多数细胞培养液时都需补加一定量的谷氨酰胺。

由于谷氨酰胺在溶液中很不稳定, 故应单独配制, 置于-20℃ 冰箱中保存, 用前加入培养液中。加有谷氨酰胺的培养液在 4℃冰箱中储存 2 周以上时, 应重新补加谷氨酰胺。

本产品经过滤除菌, 可以直接用于细胞培养等用途, 小量使用时建议分装冻存。

规格

100ml/瓶

运输、储存和有效期

冷藏运输, -20℃ 储存, 避光, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

相关产品

产品编号	添加剂	规格
8601	200mM L-丙谷二肽溶液 (100x)	100 ml
8603	1M HEPES (40x~100x)	100 ml
8604	100mM 丙酮酸钠溶液 (100x)	100 ml