



100mM 丙酮酸钠溶液 (100x)

产品编号: 8604

丙酮酸钠是糖酵解观察中的中间产物, 在细胞培养中丙酮酸钠是必须的物质, 丙酮酸钠在培养基中起到替代碳源的作用, 参与细胞营养代谢,

丙酮酸钠溶液经过无菌处理, 可直接用于细胞培养。

规格

100ml/瓶

运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 避光, 在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

相关产品

产品编号	添加剂	规格
8601	200mM L-丙谷二肽溶液 (100x)	100 ml
8602	200Mm L 谷氨酰胺 (100x)	100 ml
8603	1M HEPES (40x~100x)	100 ml