



## 青霉素-链霉素(100x), 稳定配方

### 产品编号: 8703

青霉素-链霉素主要作为细胞培养液的抗菌添加剂使用, 因青霉素、链霉素在液体状态时易分解造成抗菌效果降低, 本品添加了稳定剂的成份, 在加入到培养液中时可保持长时间的抗菌效果。

本产品用于细胞实验, 经过过滤除菌, 可直接使用。

### 规格

100ml/瓶

### 运输、储存和有效期

冷藏运输, -20°C 储存, 避光, 在有效期内使用。正常储存条件下自生产之日起有效期 2 年。

### 相关产品

产品编号	抗生素	规格
8701	抗生素-抗真菌混合浓贮液(100x)	100 ml
8702	青霉素-链霉素-谷氨酰胺混合液(100x)	100 ml